



超技动态

近期，在“第三届食品研究与创新发展论坛”上，我司携多款专业仪器亮相。其中包括源自浙江工商 FOP 实验室的口腔软摩擦装置，还有 IDDSI 吞咽障碍测试装置、粉体流变装置及体积测定仪。现场吸引了大量食品行业相关企业、研究机构代表驻足咨询，充分展现了我司在食品检测仪器领域的实力。期待与业界伙伴携手，共同探索食品研究与创新发展的新方向。想了解更多超技动态可扫描右边的二维码关注“超技质构仪”公众号。



咨询电话：400-900-1516

咨询邮箱：lotun_clc@163.com

食品应用 Food applications



和“吞云吐雾”说再见 口含烟可以这样做

口含烟是一种无需燃烧、直接置于口腔内使用的烟草制品，常见形态包括袋状、片状或粉末状等。口含烟也被称为唇烟，诞生于数百多年前的瑞典，最初是通过鼻子吸入烟草粉末，也就是鼻烟的形式，后来逐渐演化为现在的唇烟形式.....

[了解详情](#)



爆珠的手感力学到情感触发，可以这样做

从手指稍施压力捏破滤嘴内的香珠后，释放不同香味达到瞬间转换风味的同时，似乎也同时释放出压力与畅快感，这种「主动参与」的互动设计，让消费者在过程中感受到掌控感与仪式感，成功提升吸烟体验，尤其受到年轻族群与新兴市场青睐.....

[了解详情](#)

化工应用 Chemical applications



细胞力学 ~ 体外的呼吸律动

你是否想过，我们每次呼吸时，肺部细胞其实在经历一场“健身操”？但传统细胞培养通常将细胞置于静止的培养皿中，忽略了体内细胞时刻在经历的机械刺激.....

[了解详情](#)



第一下黏性，可以这样做

撕开零食包装袋的瞬间，封口没开反而是袋子被撕破；刚贴好的便签纸，轻轻一碰就歪了边角；新买的胶带，第一次粘在纸箱上总担心粘不牢——这些“第一下”的粘性，就是我们常说的“初粘”.....

[了解详情](#)

质构装置 Fixture



[全自动细胞动态培养仪 ATMS 3](#)

全自动细胞动态培养仪是一种用于基础医学领域的分析仪器。生物体是动态而非静态的个体，如肌肉拉伸、软骨挤压、血液流动和细胞基质刚性等，所以过去的静态培养不能完整的表现出细胞工作状态，利用仪器产生不同机械力刺激细胞，从而模拟出细胞在生物体内微环境里的真实状态，进而深入了解生理或病理的相关机制。

[质构仪 TA.XT PlusC](#)



英国 Stable Micro Systems 设计生产物性测试仪 (Texture Analyser)，又称质构仪，是一款精密的物性与感官量化的检测仪器，专精于食品、医药、个人护理品、化工等领域之质地与流变性质分析。在中国已有超过 500 家的用户，已经逐步成为业内标准的质构（物性）分析仪器。仪器的稳定、精确、适用范围广泛、操作便利等优点，以及丰富的应用数据库与研发能力，深获业界与研究单位肯定，公认为质地分析领域之领导品牌。

更多应用 超技官网



食品



医药




胶粘



彩妆个护



粉体颗粒



体积



2025 培训计划



教学视频



故障排除



软件更新